

Kostenvoranschlag

Bestellung

Formular senden

Adresse (Firmenstempel)

Kommission



## Bade- und Duschliege **INGA MULDE**

- Die Bade- und Duschliege stützt das Kind in der Badewanne oder in der Dusche.
- Die Hände der Pflegeperson bleiben frei.
- Die Höhenverstellung schont den Rücken der Pflegeperson beim Transfer und beim Waschen.
- Der Rahmen besteht aus Aluminium und Kunststoffgelenken und ist so bestens für den Einsatz im Wasser geeignet.
- Das Unterteil ist so konstruiert, dass es auch in Duschbecken und kleineren Wannen eingesetzt werden kann.
- Die vierfach geteilte Liegefläche und das abklappbare Kopfteil (erleichtert das Haarewaschen) machen die Badeliege zu einem multifunktionalen Hilfsmittel.
- **JETZT NEU**

Ab Gr. 2 empfehlen wir die Badeliege Inga im Bereich der Sitz-Rückenwinkelverstellung mit Edelstahlgelenken auszustatten. Ebenfalls können bei Bedarf alle anderen Gelenke auch in dieser verstärkten Version bestellt werden.

HMV. Nr.: 04.40.04.0003



	Inga Gr. 0 Muldenform	Inga Gr. 1 Muldenform	Inga Gr. 2 Muldenform	Inga Gr. 3 Muldenform
Max. Belastung	30 kg	30 kg	50 kg	60 kg
Sitztiefe	16-22 cm	20-28 cm	28-36 cm	46 cm
Rückenhöhe	52 cm	58 cm	70 cm	82 cm
Liegehöhe von / bis	12 / 31 cm	12 / 31 cm	12 / 38 cm	12 / 38 cm
Breite gesamt	41 cm	41 cm	47 cm	49 cm
Fußbreite	32 cm	32 cm	40 cm	40 cm
Länge insgesamt	95 cm	110 cm	125 cm	140 cm
Eigengewicht	2,0 kg	2,0 kg	2,8 kg	3,2 kg
Unterschenkelänge	26 cm	28 cm	30 cm	38 cm

Modell - Maße			
INGA Gr.0 Muldenform		INGA Gr.1 Muldenform	
Preis / Stück		Preis / Stück	
Art.-Nr. 09.01.001	<input type="checkbox"/> 864,75 €	Art.-Nr. 08.01.001	<input type="checkbox"/> 903,75 €
INGA Gr.2 Muldenform		INGA Gr.3 Muldenform	
Preis / Stück		Preis / Stück	
Art.-Nr. 10.01.001	<input type="checkbox"/> 942,75 €	Art.-Nr. 10.02.001	<input type="checkbox"/> 990,75 €

Zubehör			
Kopfführungs- polster	Rumpfstütze	Sitzhose Neopren	Sicherheitsgurt
			
Gr. 0-3 193,80 € Art.-Nr. 08.01.004 <input type="checkbox"/>	Gr. 0-3 186,80 € Art.-Nr. 08.01.007 <input type="checkbox"/>	Gr. 0-3 142,50 € Art.-Nr. 08.01.008 <input type="checkbox"/>	Gr. 0-3 95,50 € Art.-Nr. 08.01.003 <input type="checkbox"/>

Zubehör			
Fußgurt	Ersatzbezug	Edelstahlgelenke	Ausführung in Pink
			
Gr. 0-3 175,50 € Art.-Nr. 08.01.010 <input type="checkbox"/>	Gr. 0-3 369,50 € Art.-Nr. 08.01.002M <input type="checkbox"/>	1 Paar 149,80 € Art.-Nr. 08.01.011 <input type="checkbox"/>	0,00 € Art.-Nr. 08.01.009 <input type="checkbox"/>