

Kostenvoranschlag

Bestellung

Formular senden


TOSCH
REHATECHNIK

Adresse (Firmenstempel)

Kommission

Badewannenuntergestell **INGA Wanne**

- INGA WANNE kann verschieden Badeliegensysteme aufnehmen.
- Die Aufnahmen lassen sich in der Weite und in der Höhe (Zubehör) stufenlos verstellen und lassen so fast jede Positionierung zu.
- INGA WANNE passt in alle herkömmlichen Badewannen.
- Das Untergestell ist komplett aus Aluminium gefertigt.
- Sondermaße für kleine Badewannen sind möglich.



Badewannenuntergestell INGA WANNE	
Länge gesamt	100 cm
Breite gesamt	45 cm
Liegehöhe von / bis (von Liegefußaufnahme)	18 / 45 cm
Eigengewicht	8,5 kg
max. Belastung	80 kg

Modell	
Badewannenuntergestell INGA WANNE	Badewannenuntergestell INGA WANNE (mit zusätzlicher Höhenverstellung)
Preis / Stück	Preis / Stück
Art.-Nr. 12.01.001 <input type="checkbox"/> 711,50 €	Art.-Nr. 14.01.001 <input type="checkbox"/> 795,50 €



Version mit zusätzlicher Höhenverstellung