

☐ Kostenvoranschlag

☐ Bestellung

Formular senden



Adresse (Firmenstempel)

Kommission

Badeliegenuntergestell LISA

- Kann verschiedene Badeliegensysteme aufnehmen.
- Die Aufnahmen lassen sich in der Weite und in der Höhe stufenlos verstellen und lassen so fast jede Positionierung zu.
- Ausgestattet mit vier Doppellaufbremsrädern.
- Das Untergestell ist komplett aus Edelstahl gefertigt.
- Platzsparende Version mit hochklappbaren Beinen.

HMV. Nr.: 04.40.04.0003



Modell			
LISA		LISA Beine hochklappbar	
Preis / Stück		Preis / Stück	
Art.-Nr. 12.02.001	☐	930,50 €	Art.-Nr. 12.03.001 ☐ 1150,50 €

Laufrollen	Saugnapfe	Zusätzliche Höhenverstellung der Badeliegenaufnahme
100 mm		
		
Art.-Nr. 80.05.001 ☐ 0,00 €	Art.-Nr. 12.05.001 ☐ 79,50 €	Art.-Nr.12.10.001 ☐ 125,50 €

Länge gesamt	100 cm
Breite gesamt	48 cm
Liegehöhe von / bis (von Liegefußaufnahme)	48 / 65 cm
Eigengewicht	12 kg
Doppelrollen gebremst	100 mm