

Kostenvoranschlag

Bestellung

Formular senden



Adresse (Firmenstempel)

Kommission

Zimmeruntergestell **BOSSE Gr. 3**

- Wendiges und universelles **Alu-Druckguss** Zimmeruntergestell
- **Max. Belastung 150 kg**
- Höhenverstellung stufenlos über eine Pumphydraulik
- Sitzhöhenverstellung von 45 cm auf bis zu 90 cm möglich
- Mit dem Straßenumbausatz auch für den Außenbereich geeignet
- Sitzkantelung über eine Gasdruckfeder
- Kippsicher konstruiert mit großer Beinfreiheit im Radbereich
- Vielseitig einsetzbar als z.B. Sitz- und Liegeschalenuntergestell
- **JETZT NEU**



TÜV geprüft nach ISO 17966:2016 Abschnitt 11.1, 12, 16.4, 17 und 18

Grundmodell - Maße	
	BOSSE Gr. 3
max. Belastung	150 Kg
Eigengewicht	32,5 Kg
Höhe Sitzschalenaufnahme	45 / 90 cm
Sitzwinkel	+30°
Breite gesamt	67 cm
Länge gesamt	79 cm / mit Pedal 92 cm

Grundmodell - Preis	
	BOSSE Gr. 3
	Preis / Stück
Art.-Nr. 15.01.001	3590,00 €

Farben		
<input type="checkbox"/> DB703 FST matt Anthrazit	<input type="checkbox"/> RAL 9006 Silber	<input type="checkbox"/> Wunschfarbe auf Anfrage

Schiebegriff am Grundrahmen winkelverstellbar	Schiebegriff an Adapterplatte	Straßenumbausatz unkl. 12 Zoll Trommelbremsrädern und 6 Zoll Vorderrädern
<input type="checkbox"/> Art.-Nr. 15.02.001 Preis: 395,00 €	<input type="checkbox"/> Art.-Nr. 15.05.001 Preis: 365,00 €	<input type="checkbox"/> Art.-Nr. 15.03.001 Preis: 945,00 €

Fußbank durchgehend fest inkl. Fußwinkel Zahnsegment	Fußbank winkelverstellbar inkl. Fußwinkel Zahnsegment	Fußbank 2-teilig fest inkl. Fußwinkel Zahnsegment
<input type="checkbox"/> Art.-Nr. 15.04.001 Preis: 326,50 €	<input type="checkbox"/> Art.-Nr. 15.06.001 Preis: 389,50 €	<input type="checkbox"/> Art.-Nr. 15.07.001 Preis: 389,50 €

Laufrollen
<input type="checkbox"/> 125 mm Art.-Nr. 80.03.001 Preis: 0,00 € (Satz)

