



TOSCH
REHATECHNIK

Kostenvoranschlag

Bestellung

Formular senden

Adresse (Firmenstempel)

Kommission

Zimmeruntergestell LASSE

LASSE ist ein Zimmeruntergestell mit allen erforderlichen Grundfunktionen. Bedienerfreundlich, lässt sich der Sitzwinkel über eine Gasdruckfeder verstellen. Die Sitzhöhe kann über eine Gassäule angepasst werden. Jede handelsübliche Sitzschale ist adaptierbar.

- LASSE ist in zwei Größen erhältlich, wobei sich Größe 1 und 2 nur sich in Breite und Länge, der Gewichtsbelastung und bei den Adaptern unterscheiden.
- Die Sitzhöhe lässt sich über eine Gassäule verstellen.
- Der Sitzwinkel wird über eine Gasdruckfeder eingestellt.
- Als Zubehör sind 2 Varianten von Schiebegriffen, sowie eine höhen-, kniewinkel- und tiefenverstellbare Fußbank erhältlich.
- Zur Adaption von Sitzschalen werden Trapezadapter in zwei Größen angeboten



	Maße	
	LASSE Gr. 1	LASSE Gr. 2
max. Belastung	50 Kg	70 Kg
Sitzwinkel	40°	40°
Breite gesamt	46 cm	50 cm
Länge gesamt	66,5 cm	70 cm
Sitzhöhe	41 - 55 cm	41/55 cm
Eigengewicht	7,9 kg	8,9 kg



TOSCH
REHATECHNIK

Modell	
LASSE Gr. 1	LASSE Gr. 2
Preis / Stück	Preis / Stück
Art.-Nr. 01.01.001	Art.-Nr. 02.01.001
<input type="checkbox"/> 638,00 €	<input type="checkbox"/> 662,00 €

Farben				
				<input type="checkbox"/> Wunschfarbe
<input type="checkbox"/> RAL 5013 Kobalt Blau	<input type="checkbox"/> RAL 9006 Weißaluminium	<input type="checkbox"/> RAL 9005 Schwarz	<input type="checkbox"/> Anthrazit	

Schiebegriff Gr.1	Schiebegriff m. Winkelverstellung	Trapezadapter
		
Art.-Nr. 01.03.001 <input type="checkbox"/> 145,00 €	Art.-Nr. 01.04.001 <input type="checkbox"/> 190,00 €	Art.-Nr. 70.01.001 <input type="checkbox"/> 243,00 €

Trapezadapter-Oberteil	Auslösehebel	Fernauslösung
		
Art.-Nr. 70.02.001 <input type="checkbox"/> 105,00 €	Art.-Nr. 01.10.001 <input type="checkbox"/> 00,00 €	Art.-Nr. 01.11.001 <input type="checkbox"/> 25,00 €

Auslösehebel an Sitzschale	Fußbank	Laufrollen
		
Art.-Nr. 01.12.001 <input type="checkbox"/> 45,00 €	Art.-Nr. 01.02.001 <input type="checkbox"/> 205,00 €	Art.-Nr. 80.01.001 75 mm <input type="checkbox"/> 00,00 €
		Art.-Nr. 80.02.001 100 mm <input type="checkbox"/> 51,00 € (Satz)
		Art.-Nr. 80.03.001 125 mm <input type="checkbox"/> 82,00 € (Satz)