

# LASSE

Zimmeruntergestell



**LASSE ist ein Zimmeruntergestell mit allen erforderlichen Grundfunktionen. Bedienerfreundlich, lässt sich der Sitzwinkel über eine Gasdruckfeder verstellen. Die Sitzhöhe kann über eine Gassäule angepasst werden. Jede handelsübliche Sitzschale ist adaptierbar"**

- LASSE ist in zwei Größen erhältlich, wobei sich Größe 1 und 2 nur sich in Breite und Länge, der Gewichtsbelastung und bei den Adaptern unterscheiden.
- Die Sitzhöhe lässt sich über eine Gassäule verstellen.
- Der Sitzwinkel wird über eine Gasdruckfeder eingestellt.
- Als Zubehör sind 2 Varianten von Schiebegriffen sowie eine höhen-, kniewinkel- und tiefenverstellbare Fußbank erhältlich.
- Zur Adaption von Sitzschalen werden Trapezadapter in zwei Größen angeboten.

HMV. Nr. 26.99.01.0025



LASSE Standardausführung

LASSE mit Zubehör

	Maße	
	LASSE Gr. 1	LASSE Gr. 2
max. Belastung	50 Kg	70 Kg
Sitzwinkel	40°	40°
Breite gesamt	46 cm	50 cm
Länge gesamt	66,5 cm	70 cm
Sitzhöhe	41 - 55 cm	41/55 cm
Eigengewicht	7,9 kg	8,9 kg